

# Cell Shot

セルショット



## すべてのパーツが業務用レベル!! 本格フェイシャルマシン

優れた操作性、耐久性をもったセルイオン、特許取得波形「I.W 波」搭載のセルキュアプロ、日本屈指の超音波企業「本多電子」とコラボレート開発したセルソニックなど、どれをとっても従来の家庭用美顔器にはなかったスペックを実現しました。これ1台あればフェイシャルエステサロンが開業できるほどです。

本格的なフェイシャルケアをお望みの方はもちろん、二の腕、太もも、脇腹などの部分痩身や全身の美肌などのボディケアをお望みの方にもご満足いただけます。

"完璧なホームケア"をぜひご堪能ください。

## セルイオン



### ディープクレンジング

肌表面に微電流を流すことで、普段のクレンジングや洗顔ではとれない毛穴や角質の隙間などの汚れを除去し肌を清潔にします。また血行を促進し顔色に透明な輝きを与えます。

### イオン導入(イオントフォレーシス)

イオントフォレーシスともいい、皮膚に微弱な電流を流すことで水溶性の美容液を皮膚内に効果的に導入する方法です。日本皮膚科学会でもその有効性は発表され、クリニックやエステサロンなどでも高い評価を得ています。

## セルソニック



### 超音波マッサージ

1MHz(1秒間に100万回)の音の振動が人体に温熱作用、マッサージ作用、肌表面には洗浄作用を与えます。皮膚表面や細胞に瞬間的な圧力や変動を与えることにより、血液やリンパの流れを促進して肌の新陳代謝を高めたり、細胞内の老廃物を取り除く効果があります。また近年、体熱産生タンパク質(UCP)が超音波マッサージによって増加、活性するという研究成果が学会に発表されました。それにより超音波マッサージは痩身効果が期待できることがわかりました。

## セルキュアプロ



### マイクロカレント

老化した細胞に微弱電流(マイクロカレント)を使用することにより、細胞内のミトコンドリア・ミキサーが活性化され、「生体のエネルギー通貨」といわれる ATP(アデノシン三リン酸)が多く生成されて細胞が再活性化します。

### リフトアップ(表情筋のエクササイズ)

表情筋は体の筋肉と同様に使わなければ衰えてします。ところが私たちの通常の生活では全体の30%しか使われておらず、さらに無表情であったり加齢などが原因で衰えてしまうと、皮膚を支えられなくなり肌のハリが低下し、シワやたるみを作る原因になります。I・W 波の生み出す干渉波は、鍛えにくい表情筋を効果的にエクササイズします。

セルキュアプロのI・W 波は「ATPの生成を促すとともに筋肉運動を促し、ハリのある肌を得ることが出来る美顔機器に関する特許」を2011年6月に取得しました。

(特許第4759694号)

## セルグローブ



導子グローブを使うことによってセルキュアプロの効果を全身くまなくお使いいただけます。

### 商品仕様

#### [サイズ]

コントロールボックス 240×60×150

セルキュアプロ 55×160×50

セルソニック 55×160×40

セルイオン 55×167×16

#### [消費電力]

75W

#### [出力]

I.W.波(セルキュアプロ) 12段階、2種類

超音波/1MHz(セルソニック) 12段階、2種類

パルスイオン(セルイオン) 12段階、2種類

## セット内容

コントロールボックス  
セルキュアプロ  
セルソニック  
セルイオン  
セルグローブ本体  
セルグローブ接続コード  
クリアハンド  
AC アダプター  
専用コットン 2 枚入×10  
セルキュア用固定バンド×2  
セルイオン接続コード  
スポンジローラー×2  
スポンジシート×2  
付属品収納ポーチ  
ミラー  
セルショット取扱説明書  
セルショット取扱説明 DVD

■本体定価 315,000 円（税別）