

Cell Cure 4T Plus

セルキュア4T プラス



あのセルキュア4T がさらに進化しました！！

- コードレスで使用できます。6時間の充電で約20回（1回5分）のご使用が可能です。
- 電極が3秒に1度入れ替わることで、表情筋に慣れを与えません。
- 頭皮用アタッチメントを使用することで、頭の筋肉の筋トレや、頭皮美容液の浸透補助ができます。



●細部用アタッチメント(別売 8,000 円)を使用することで、目の周りや小鼻の横、唇周りなどの細部がトリートメントできます。



特許波「I.W 波」がお肌を元気に!!

セルキュア4T の I.W 波は基底細胞、繊維芽細胞などの皮膚の母細胞を活性し、さらに深部にある筋肉の細胞を活性しながら同時に筋肉トレーニングをさせます。

この I.W 波の構造が「ATP の生成を促すとともに筋肉運動を促し、ハリのある肌を得ることが出来る美顔機器に関する特許」を2011年6月に取得しました。

(特許第4759694号)

ポータブルで高性能、旅行にも手軽にお持ちいただけます。

お肌のアンチエイジングケアを真剣にお望みの方にオススメの 1 台です。

本格フェイシャルエステをお気軽にご家庭で

セルキュア4T はアンチエイジングケアの基本要素である

「毛穴、皮溝レベルまでの洗浄」

「表皮、真皮の細胞活性」

「表情筋のエクササイズ」

「効果的な栄養補給」

といった、通常はエステでしか出来なかった4種類のトリートメントを毎日のホームケアで簡単に実現します。

4種類のトリートメント…だから4T

1 エレクトロクレンジング

肌表面はもちろん、クレンジング、洗顔では落としきれない毛穴、皮溝に入り込んだ汚れを電気力で吸着します。

2 I.W 波

基底細胞、繊維芽細胞などの皮膚の母細胞を活性し、さらに深部にある筋肉の細胞を活性しながら同時に筋肉トレーニングをさせます。

3 イオン導入

通常は角質層で止まってしまう美容成分をイオン化して電氣的に反発させ深く浸透させます。

4 エレクトロポレーション

特殊な電気パルスを用いて細胞間に隙間を作り、コラーゲンやヒアルロン酸などの分子の大きな成分や非電解成分を深く浸透させます。

お肌の断面図

イオン導入

通常、角質層で止まってしまう美容成分をイオン化し電氣的に反発させ深く浸透させます。


マイナスモード



エレクトロクレンジング

肌表面はもちろん洗顔では落としきれない、毛穴・皮溝に入り込んだ汚れを電気力で吸着します。

プラスモード × マイナスモード



エレクトロポレーション

特殊な電気パルスを用いて細胞間に隙間を作り、コラーゲンやヒアルロン酸などの分子の大きな成分や非電解成分を深く浸透させます。

I.W.波

基底細胞、繊維芽細胞などの皮膚の母細胞を活性化し、さらに深部にある筋肉の細胞を活性化しながら同時に筋肉トレーニングをさせます。

商品仕様

サイズ:164x54x60(mm)

重さ:140g

出力調整:10段階

消費電力:約5W

使用電池:リチウムイオン電池

防水機能:なし

(湿度の高い浴室でのご使用やスチーマーとの併用はお控えください)

電源アダプター:AC100~240V 50/60Hz

出力:DC5V 1.0A

セット内容

本体 1 台

頭皮用アタッチメント

AC アダプター1 台

固定バンド 2 本

コットン 10 枚

取扱説明書

■本体定価 120,000 円 (税別)